

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Klf6ウサギポリクローナル抗体 - Q99612

商品番号: CM0016430

前書き

ヒトKLF6（Zf9/COPEB）を検出するためのKLF6ウサギポリクローナル抗体。KLF6はジンクフィンガー転写因子です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスと交差反応します。ウサギ由来で、アイスバッグで発送されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLF6ウサギpAb
備考/別名	GBF; ZF9; BCD1; CBA1; CPBP; PAC1; ST12; COPEB; KLF6
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1316
免疫原	ヒトKLF6（NP_001291.3）のアミノ酸40～200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99612
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ