

Klhl9 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9P2J3

商品番号: CM0014287

前書き

ヒトKLHL9を免疫原としたウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞分裂進行および細胞質分裂の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLHL9 ウサギ pAb
備考/別名	KLHL9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55958
GeneID	55958
免疫原	ヒトKLHL9 (NP_061335.1) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P2J3
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスバッグ