

Klk10 (Nes1) ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O43240

商品番号: CM0026177



前書き

ヒトカリクレイン-

10（KLK10/NES1）を標的とする組換えウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのKLK10を検出します。腫瘍抑制抗原として、腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLK10 ウサギ pAb
備考/別名	NES1; PRSSL1; KLK10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5655
GeneID	5655
免疫原	ヒトKLK10 (NP_665895.1) のアミノ酸43-276に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43240
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ