

WbおよびElisa用Klk7ウサギポリクローナル抗体 - P49862

商品番号: CM0026786



前書き

ヒトKLK7（カリクレイン-7）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスと反応します。皮膚の脱屑、卵巣がん、およびプロテアーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLK7 Rabbit pAb
備考/別名	hK7; SCCE; PRSS6; KLK7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5650
遺伝子ID	5650
免疫原	ヒトKLK7 (NP_644806.1) のアミノ酸30-253に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P49862
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ