


Wb、If/Icc、Elisa用Kmt2Aウサギポリクローナル抗体 - Q03164

商品番号: CM0016140



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのKMT2Aウサギポリクローナル抗体。H3 K4メチル化および転写制御に関与するヒストンメチルトランスフェラーゼMLL1を標的とし、白血病および発生生物学に関連します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KMT2AウサギpAb
備考／別名	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDST5; KMT2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4297
GeneID	4297
免疫原	ヒトKMT2A (NP_005924.2) のアミノ酸2829～2883に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03164
タンパク質分子量	432kDa
発送	保冷バッグ