


[Ko検証済み] Acly ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ip, If/Icc, Elisa用) - P53396

商品番号: CM0011316



前書き

ウェスタンブロット、免疫沈降、免疫蛍光染色、ELISAで検証済みの抗ACLYウサギモノクローナル抗体。

ヒト、マウス、ラットのACLYを認識し、分子量は121 kDaです。代謝およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ACLY ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
種	ヒト
GeneID (ヒト)	47
GeneID	47
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53396
タンパク質重量	121 kDa
配送	アイスバッグ