

[Ko検証済み] Ak2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P54819

商品番号: CM0026977



前書き

ヒトAK2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アデニル酸キナーゼ2は、細胞のエネルギー恒常性および造血に重要なミトコンドリア酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] AK2 ウサギpAb
備考/別名	ADK2; K2
種	ヒト
GeneID	204
免疫原	ヒトAK2（NP_001616.1）のアミノ酸1-232に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54819
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋