

[Ko検証済] Wb用抗A-カテニンモノクローナル抗体 - P35221

商品番号: CM0002574



前書き

ヒト α -カテニン（Alpha E-catenin、CTNNA1）に対するウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロット（WB）およびELISAにおいてKO検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。細胞接着および接着結合の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] α -カテニン ウサギmAb
備考/別名	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1495
免疫原	合成ペプチド：ヒト α -カテニン（P35221）のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35221
タンパク質分子量	100kDa
配送方法	保冷剤