

ノックアウト検証済み 抗Abcf2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Ug63

商品番号: CM0017938

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのノックアウト検証済み抗ABCF2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を有します。ABCトランスポーター研究および診断アッセイ開発に最適で、CamelBioが供給元です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] ABCF2 Rabbit pAb
備考/別名	ABC28; HUSSY18; HUSSY-18; EST133090; F2
種	ヒト
遺伝子ID	10061 (ヒト)
免疫原	ヒトABCF2 (NP_005683.2) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UG63
タンパク質分子量	71kDa
配送	アイスバッグ