


[Ko検証済み] Anti-Aif ウサギポリクローナル抗体（Wb、If、Ihc、Elisa用） - O95831

商品番号: CM0026153



前書き

信頼性の高いKO検証済みAIFウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのAIFを検出し、アポトーシスやミトコンドリア研究に最適です。標的分子量は67kDa、Swiss-Prot番号はO95831です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] AIF Rabbit pAb
別名	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL; IF
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9131
免疫原	ヒトAIF (NP_004199.1) のアミノ酸334～613番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS番号	O95831
タンパク質分子量	67kDa
発送方法	氷袋