

[Ko検証済み] Wb、Elisa用 抗Ajuba ウサギポリクローナル抗体 - Q96If1

商品番号: CM0023880

前書き

ヒトAjubaに対するウサギポリクローナル抗体で、ノックアウト法により検証済み。WBおよびELISAに適しており、ヒトおよびラットと交差反応性を示します。細胞接着、シグナル伝達、転写調節に関する研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] Ajuba ウサギ pAb
備考/別名	JUB; ba
種	ヒト
遺伝子ID	84962
免疫原	ヒトAjuba（NP_116265.1）のアミノ酸201-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q96IF1
タンパク質分子量	57kDa
配送	保冷バッグ