

## [Ko検証済み] Anti-Ak2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P54819

商品番号: CM0002691



### 前書き

#### [KO検証済み]

ヒトアデニル酸キナーゼ2（AK2）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのAK2を認識します。AK2は、細胞のエネルギー恒常性および造血に不可欠です。

#### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                          |
|-------------|--------------------------------------------|
| 製品名         | [KO検証済み] AK2 Rabbit mAb                    |
| 備考/別名       | ADK2; K2                                   |
| 種           | ヒト                                         |
| GeneID (ヒト) | 204                                        |
| GeneID      | 204                                        |
| 免疫原         | ヒトAK2（P54819）のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| ソース         | ウサギ                                        |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                  |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                          |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                 |
| SWISS       | P54819                                     |
| タンパク質分子量    | 26 kDa                                     |
| 配送          | 氷袋                                         |