

[Ko検証済] 抗Aカテニン ウサギ ポリクローナル抗体 - P35221

商品番号: CM0029706



前書き

ヒトα-カテニン (CTNNA1)

に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IP、ELISA用。マウスおよびラットと交差反応性あり。細胞接着およびジャンクション研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] α-カテニン ウサギ pAb
備考/別名	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1495
GeneID	1495
免疫原	組換えタンパク質 ヒトα-カテニン (NP_001894.2) のアミノ酸637-906に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35221
タンパク質分子量	100kDa
発送	保冷バッグ