


KOバリデーション済み 抗A-シヌクレイン モノクローナル抗体（Wb、Ihc、If、Elisa用途） - P37840

商品番号: CM0011842



前書き

ヒトα-シヌクレインに対するマウスモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC、IF、ELISAでの使用が確認されています。マウスおよびラットと交差反応します。パーキンソン病や神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] α-シヌクレイン マウスmAb
備考・別名	PDI; NACP; PARK1; PARK4
対象種	ヒト
遺伝子ID	6622
免疫原	ヒトα-シヌクレイン（NP_000336.1）のアミノ酸1-140番に相当する組換え融合タンパク質
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37840
タンパク質分子量	14kDa
発送方法	保冷剤