

Ko検証済み 抗Ankrd52 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Nb46

商品番号: CM0021164

前書き

KO検証済みウサギポリクローナル抗体。プロテイン
ホスファターゼ6の調節サブユニットであるANKRD52
を標的とし、WBおよびELISAに適しています。ヒト
、マウス、ラットのANKRD52と交差反応性を示しま
す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ANKRD52 ウサギ pAb
備考/別名	ANKRD33; 52
種	ヒト
GeneID	283373
免疫原	ヒトANKRD52（NP_775866.2）のアミノ酸450-660に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NB46
タンパク質分子量	115kDa
発送	保冷バッグ