


[Ko検証済] 抗Arhgef1 ウサギポリクローナル抗体 - Q92888

商品番号: CM0026215



前書き

ヒト ARHGEF1（Rhoグアニンヌクレオチド交換因子）を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAに適しています。内因性タンパク質を検出します。ヒトおよびラットと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] ARHGEF1 Rabbit pAb
備考/別名	LSC; GEF1; IMD62; LBCL2; SUB1.5; P115-RHOGEF; F1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9138
GeneID	9138
免疫原	ヒト ARHGEF1 (NP_004697.2) のアミノ酸783-912に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q92888
タンパク質分子量	102kDa
発送	保冷バッグ