

[Ko検証済み] Wb、Elisa用 抗Atg4Aウサギポリクローナル抗体 - Q8Wyn0

商品番号: CM0024292



前書き

オートファジーに必須のシステインプロテアーゼであるATG4Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。ノックアウトによる検証済みで、ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびマウスと反応します。C末端領域（アミノ酸289-398）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ATG4A ウサギ pAb
備考/別名	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; 4A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	115201
GeneID	115201
免疫原	ヒトATG4A（NP_443168.2）のアミノ酸289-398に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8WYN0
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ