

WbおよびElisa用 Ko検証済み抗Atg4Dウサギポリクローナル抗体 - Q86Tl0

商品番号: CM0020228

前書き

KO検証済み抗ATG4Dウサギポリクローナル抗体。WBで53 kDaのバンドを検出し、ELISAにも適しています。ヒト、マウス、ラットのATG4Dを認識します。オートファジーおよびミトコンドリア研究用途。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ATG4DウサギpAb
備考／別名	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; 4D
種	ヒト
Gene ID	84971
免疫原	ヒトATG4D（NP_116274.3）のアミノ酸1～230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86Tl0
タンパク質分子量	53 kDa
輸送	保冷バッグ