

## Koバリデーション済み 抗Bad ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q92934

商品番号: CM0020486



### 前書き

ヒトBad（Bcl2-associated agonist of cell death）を対象とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでのバリデーションが完了しています。マウスと交差反応します。ミトコンドリアを介した細胞死に関与するアポトーシス促進性Bcl-2ファミリーメンバーを標的とします。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                            |
|-------------|----------------------------------------------|
| 製品名         | [KO Validated] Bad Rabbit pAb                |
| 別名          | BBC2; BCL2L8; ad                             |
| 対象種         | ヒト                                           |
| 遺伝子ID（ヒト）   | 572                                          |
| 遺伝子ID       | 572                                          |
| 免疫原         | ヒトBad（NP_004313.1）のアミノ酸68～168番の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源          | ウサギ                                          |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                    |
| 用途          | WB、ELISA                                     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                       |
| SWISSプロットID | Q92934                                       |
| タンパク質分子量    | 18kDa                                        |
| 発送方法        | 氷袋梱包                                         |