


[KOバリデーション済] 抗Bax ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q07812

商品番号: CM0002404



前書き

ヒトBaxに対するウサギモノクローナル抗体、KOバリデーション済、WB、IHC-

P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのBaxを認識し、アポトーシス研究に有用です。免疫原：ヒトBax由来合成ペプチド（Q07812）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] Bax ウサギmAb
別名	BCL2L4; Bax
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	581
GeneID	581
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07812
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷剤