


KO検証済み 抗Baxウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用） - Q07812

商品番号: CM0002312



前書き

ヒトBaxに対するKO検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ミトコンドリア外膜タンパク質Baxを標的とする、アポトーシス研究の重要な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Bax ウサギ mAb
備考/別名	BCL2L4; ax
種	ヒト
遺伝子ID	581
免疫原	ヒトBax (NP_620116.1) のアミノ酸10-70内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q07812
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ