


[Koバリデーション済み] 抗Brd7 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Npi1

商品番号: CM0020805



前書き

WBおよびELISAで使用可能なBRD7を標的とするKOバリデーション済みウサギポリクローナル抗体です。ヒトでの検証済みで、BRD7はクロマチンリモデリングとWntシグナル伝達に参与するブロモドメイン含有タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] BRD7 ウサギpAb
備考/別名	BP75; NAG4; CELTIX1; SMARCI1; D7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29117
GeneID	29117
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBRD7 (NP_037395.2) のアミノ酸1-95番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NPI1
タンパク質分子量	74kDa
配送	氷袋