

KO検証済み Anti-Brg1/Smarca4 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用） - P51532

商品番号: CM0020613



前書き

BRG1/SMARCA4に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。クロマチンリモデリングおよび転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] BRG1/SMARCA4 Rabbit pAb
備考/別名	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6597
Gene ID	6597
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBRG1/SMARCA4 (NP_003063.2) のアミノ酸680-770に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51532
タンパク質分子量	185kDa
配送	氷袋