

[Ko検証済み] Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗カルネキシンウサギモノクローナル抗体 - P27824

商品番号: CM0012533

前書き

ヒトカルネキシン（P27824）を標的とするKO検証済みウサギモノクローナル抗体。カルネキシンは糖タンパク質のフォールディングと品質管理に参与する小胞体シャペロンです。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] カルネキシンウサギmAb
備考/別名	CNX; P90; IP90
種	ヒト
GeneID（ヒト）	821
GeneID	821
免疫原	合成ペプチド ヒトカルネキシン（NP_001737.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P27824
タンパク質分子量	68kDa
輸送	保冷バッグ