


KO検証済み 抗炭酸脱水酵素2 (Ca2) ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - P00918

商品番号: CM0023101



前書き

ヒト炭酸脱水酵素2 (CA2)

を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体
です。ウエスタンブロット (WB)

およびELISAアプリケーションに適しており、ヒトお
よびマウスと交差反応します。pH調節、骨生物学、
イオン輸送の研究における研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] 炭酸脱水酵素2 (CA2) ウサギpAb
別名	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	760
遺伝子ID	760
免疫原	ヒト炭酸脱水酵素2 (CA2) (NP_000058.1) のアミノ酸1〜250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P00918
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	氷袋