


[Ko検証済み] Anti-Caspase-8 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q14790

商品番号: CM0003845



前書き

ヒトCaspase-8 (Q14790)
を標的とする、KO検証済みのウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、アポトーシス、ネクロプトーシス、およびピロトーシスの開始プロテアーゼである約55 kDaのタンパク質を特異的に検出し、IVD研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Caspase-8 Rabbit mAb
備考/別名	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8; Caspase-8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	841
遺伝子ID	841
免疫原	合成ペプチド ヒトCaspase-8 (Q14790) のアミノ酸200-300以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14790
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ