


KOバリデーション済み 抗カスパーゼ9

ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P55211

商品番号: CM0003394



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAに対応したKOバリデーション済み抗カスパーゼ9ウサギモノクローナル抗体です。46kDaのタンパク質を検出し、アポトーシスプロテアーゼMch-6を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] カスパーゼ9 ウサギmAb
別名	MCH6; APAF3; APAF-3; PPP1R56; ICE-LAP6; Caspase-9
種	ヒト
GeneID（ヒト）	842
GeneID	842
免疫原	カスパーゼ9（NP_001220.2）のアミノ酸139～416番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55211
タンパク質分子量	46kDa
配送方法	保冷剤