

Ko検証済み 抗Cd147/Bsgポリクローナル抗体（Wb、Elisa用）- P35613

商品番号: CM0019524



前書き

ヒトCD147/BSG（Basigin、EMMPRIN）を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、腫瘍浸潤、血管新生、および微生物感染に関与する膜貫通糖タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CD147/BSG Rabbit pAb
備考/別名	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAb18G; EMMPRIN; SG
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	682
免疫原	ヒトCD147/BSG (NP_940991.1) のアミノ酸45-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35613
タンパク質分子量	42kDa
配送	氷袋