

[Ko検証済み] Anti-Cd47 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q61735

商品番号: CM0005906

前書き

マウスCD47 (IAP)
を標的とするKO検証済みウサギモノクローナル抗体
。WB、IHC-
P、ELISAに最適です。免疫調節およびがん研究に関
与する白血球表面抗原を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CD47 Rabbit mAb
備考/別名	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	961
遺伝子ID	16423
免疫原	マウスCD47 (NP_034711.1) のアミノ酸19-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q61735
タンパク質分子量	33 kDa/35 kDa
配送	アイスバッグ