

Ko検証済み 抗Cdk2 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - P24941

商品番号: CM0018640



前書き

ヒトCDK2に対するKo検証済みのウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期とがん研究の用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] CDK2 ウサギpAb
備考/別名	CDKN2; p33(CDK2); K2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1017
免疫原	ヒトCDK2 (NP_001789.2) のアミノ酸200-298領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24941
タンパク質分子量	34kDa
配送方法	保冷剤