


[KO バリデーション済] Wb、Ip、Ihc-P、Elisa用 抗Cdk4

ウサギモノクローナル抗体 - P11802

商品番号: CM0002256



前書き

ヒトCDK4（P11802）を標的とするKOバリデーション済のウサギモノクローナル抗体で、WB、IP、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラット、サルと交差反応します。細胞周期および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデーション済] CDK4 ウサギmAb
備考／別名	CMM3; PSK-J3; K4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1019
GeneID	1019
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	P11802
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷剤