

[Ko検証済み] Wb、Ip、Elisa用抗Cdk8ポリクローナル抗体 - P49336

商品番号: CM0024776



前書き

CamelBioは、WB、IP、ELISAで検証済みの[KO検証済み]

CDK8ウサギポリクローナル抗体（P49336）を供給します。ヒト、マウス、ラットサンプルにおける転写制御研究に信頼性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CDK8ウサギ pAb
備考/別名	K35, IDDHBA, K8
種	ヒト
遺伝子ID	1024
免疫原	ヒトCDK8（NP_001251.1）のアミノ酸365-464に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49336
タンパク質分子量	53kDa
輸送	保冷バッグ