

[Koバリデーション済] Anti-Cdkn1A/P21 ウサギPolymab®

モノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P38936 / P39689

商品番号: CM0006049



前書き

CDKN1A/p21を標的とするウサギ組換えモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用がバリデーションされています。ヒトおよびマウスと反応し、分子量は18

kDaです。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] CDKN1A/p21 ウサギPolymAb®
備考／別名	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1
種	ヒト／マウス
遺伝子ID (ヒト)	1026
遺伝子ID	1026/12575
免疫原	ヒト／マウスCDKN1A/p21の組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P38936/P39689
タンパク質分子量	18 kDa
発送	保冷剤