

[Ko検証済み] ウェスタンブロッティング、Ihc-P、Elisa用

抗Cdkn1B/P27Kip1ウサギモノクローナル抗体 - P46527

商品番号: CM0002905



前書き

CDKN1B/p27KIP1を標的とするノックアウト（KO）検証済みウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットサンプルでのウェスタンブロッティング、IHC-P、ELISAに適しています。細胞周期制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CDKN1B/p27KIP1 ウサギmAb
備考/別名	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	1027
GeneID	1027
免疫原	合成ペプチド ヒトCDKN1B/p27KIP1（P46527）のアミノ酸99-198に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46527
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ