


[Ko検証済み] ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Cdkn2A/P16Ink4A ウサギポリクローナル抗体 - P42771 / Q8N726

商品番号: CM0016859



前書き

CDKN2A/p16INK4aを標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体。CDK4/6を阻害する腫瘍抑制因子。ヒト検体におけるウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。研究用体外診断用医薬品原薬。SWISS: P42771 / Q8N726。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CDKN2A/p16INK4a ウサギ pAb
備考/別名	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A; 4a
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1029
GeneID	1029
免疫原	合成ペプチド ヒトCDKN2A/p16INK4a (NP_000068.1)のアミノ酸1-156に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42771/Q8N726
タンパク質分子量	8kDa/11kDa/12kDa/13kDa/16kDa/17kDa
発送	保冷バッグ