

[Koバリデーション済] Anti-Cetn2

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P41208

商品番号: CM0026721



前書き

CETN2/Centrin-

2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用がバリデーションされています。ヒト、マウス、ラットの試料に反応します。中心体複製、DNA修復、mRNA輸出の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] CETN2 Rabbit pAb
略称・別名	CALT; CEN2; N2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1069
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCETN2（NP_004335.1）のアミノ酸1-172番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41208
タンパク質分子量	20kDa
輸送方法	氷袋