


## [Ko検証済み] Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Chchd2ポリクローナル抗体 - Q9Y6H1

商品番号: CM0019690



### 前書き

パーキンソン病に関与するミトコンドリア転写因子C HCHD2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、I HC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | [Ko検証済み] CHCHD2ウサギpAb                                  |
| 別名／エイリアス    | MNRR1; NS2TP; MIX17B; PARK22; C7orf17; D2              |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 51142                                                  |
| GeneID      | 51142                                                  |
| 免疫原         | ヒトCHCHD2 (NP_057223.1) のアミノ酸75～145に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| アプリケーション    | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                  |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS       | Q9Y6H1                                                 |
| タンパク質分子量    | 16 kDa                                                 |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                  |