


[Ko検証済み] 抗Chd1ウサギポリクローナル抗体（Pab）Wb、Ihc-P、Elisa用 - O14646

商品番号: CM0027705



前書き

ヒトCHD1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAアプリケーションについて検証済み。ヒト、マウス、ラットのCHD1を認識します。クロマチンリモデリング、転写、スプライシングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] CHD1ウサギpAb
備考/別名	CHD-1; PILBOS; D1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1105
GeneID	1105
免疫原	ヒトCHD1 (NP_001261.2) のアミノ酸1600からC末端までの配列内に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14646
タンパク質分子量	197kDa
配送	氷袋