


Wb、Ihc-P、Elisa用 Ko検証済み 抗Ciap1 ウサギモノクローナル抗体 - Q13490

商品番号: CM0003452



前書き

ヒトcIAP1 (Q13490)

を標的とするKO検証済みのウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒトおよびラットと交差反応します。アポトーシス、NF-kBシグナル伝達、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] cIAP1 ウサギ mAb
備考/別名	API1; MIHB; HIAP2; RNF48; cIAP1; Hiap-2; c-IAP1; P1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	329
GeneID	329
免疫原	合成ペプチド ヒトcIAP1 (Q13490) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q13490
タンパク質分子量	70kDa
配送	氷袋