


## [KOバリデーション済] 抗Cirbp ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q14011

商品番号: CM0027336



### 前書き

寒冷誘導性RNA結合タンパク質（CIRBP）を標的としたKOバリデーション済みのウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットに反応します。ストレス応答研究にご利用いただけます。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | [KOバリデーション済] CIRBP ウサギpAb                             |
| 別名          | CIRP; BP                                              |
| 対象種         | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 1153                                                  |
| GeneID      | 1153                                                  |
| 免疫原         | ヒトCIRBP (NP_001271.1) のアミノ酸1〜172番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                              |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | Q14011                                                |
| タンパク質分子量    | 19kDa                                                 |
| 発送方法        | 氷袋梱包                                                  |