


[Ko 検証済み] ウェスタンブロット、Elisa用 抗Csde1

ウサギポリクローナル抗体 - O75534

商品番号: CM0022933



前書き

ヒトCSDE1 (UniProt O75534) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒトおよびマウスサンプルと反応します。mRNA代謝回転およびストレス顆粒形成に関与するRNA結合タンパク質CSDE1の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO 検証済み] CSDE1 ウサギ pAb
備考/別名	UNR; D1S155E; E1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7812
GeneID	7812
免疫原	ヒトCSDE1 (NP_009089.4) のアミノ酸369-600に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75534
タンパク質分子量	89kDa
発送	保冷バッグ