


[Ko検証済み] ウサギ抗Csde1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用） - O75534

商品番号: CM0030220



前書き

KO検証済みのウサギ抗CSDE1（UNR）ポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスのCSDE1を検出します。翻訳制御およびストレス顆粒研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CSDE1 ウサギ pAb
備考/別名	UNR; D1S155E; E1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7812
GeneID	7812
免疫原	ヒトCSDE1（NP_009089.4）のアミノ酸369-600に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75534
タンパク質分子量	89kDa
発送方法	保冷バッグ