


KOバリデート済み

抗サイクリンB1ウサギモノクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P14635

商品番号: CM0003953



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のKOバリデート済みサイクリンB1ウサギモノクローナル抗体。ヒトに反応。G2/M期移行とCDK1活性化に必須の重要な細胞周期調節因子を標的。組換え免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデート済み] サイクリンB1ウサギmAb
備考/別名	CCNB; B1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	891
GeneID	891
免疫原	ヒトサイクリンB1 (P14635) のアミノ酸3-177に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P14635
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ