


[KOバリデーション済] 抗Cyclin D1

ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途） - P24385

商品番号: CM0003775



前書き

Cyclin

D1（BCL1/PRAD1）を標的とするKOバリデーション済みのウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットを対象としたWB、IF/ICC、ELISAに適しており、G1/S細胞周期移行およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] Cyclin D1 ウサギmAb
別名	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; D1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	595
免疫原	合成ペプチド：ヒトCyclin D1（P24385）のアミノ酸196-295領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24385
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷剤