

Koバリデーション済み 抗Cypor (Por) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - P16435

商品番号: CM0027495



前書き

ヒトNADPH-シトクロムP450還元酵素（CYPOR/POR）に対するKOバリデーション済みウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのCYPORを認識します。IVD研究およびアッセイ開発向けに設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] CYPOR ウサギpAb
別名/略称	CPR; CYPOR; P450R; OR
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5447
遺伝子ID	5447
免疫原	ヒトCYPOR (NP_000932.3) のアミノ酸1〜250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16435
タンパク質分子量	77kDa
発送方法	氷袋梱包