

[KO検証済み] 抗サイトケラチン8 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P05787

商品番号: CM0019049



前書き

サイトケラチン8（KRT8）を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット用。ヒトおよびマウスサンプルと交差反応性あり。上皮性中間径フィラメント、ケラチンネットワーク、および関連する病理の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	[KO検証済み] サイトケラチン8 ウサギ pAb
備考/別名	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; 8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3856
遺伝子ID	3856
免疫原	合成ペプチド ヒトサイトケラチン8 (NP_002264.1) のアミノ酸380-480に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05787
タンパク質分子量	54 kDa / 56 kDa
輸送	保冷バッグ