


Wb、Elisa用ノックアウト検証済み 抗Ddit4ポリクローナル抗体 - Q9Nx09

商品番号: CM0029641



前書き

ヒトDDIT4 (REDD1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用としてノックアウト検証済みです。がんおよび神経生物学研究におけるmTORシグナル伝達、細胞ストレス応答、およびアポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] DDIT4 Rabbit pAb
備考/別名	Dig2; REDD1; REDD-1; T4
種	ヒト
GeneID	54541
免疫原	ヒトDDIT4 (NP_061931.1) のアミノ酸1-232に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NX09
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ