

Wb、If/Icc、Elisa用Ko検証済み抗Dnajb1ポリクローナル抗体 - P25685

商品番号: CM0025336



前書き

DNAJB1 (Hdj1/HSP40)

対応のKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。シャペロンおよびストレス応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] DNAJB1 Rabbit pAb
備考/別名	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B; B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3337
遺伝子ID	3337
免疫原	ヒトDNAJB1 (NP_006136.1) のアミノ酸1-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25685
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ