

[Ko検証済み] Anti-Ebp1/Pa2G4 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Uq80

商品番号: CM0016395



前書き

EBP1/PA2G4を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞増殖、分化、およびERBB3シグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] EBP1/PA2G4 ウサギ pAb
備考/別名	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; G4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5036
免疫原	組換えタンパク質；ヒトEBP1/PA2G4 (NP_006182.2) のアミノ酸1-394に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQ80
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋