


[Ko バリデート済] Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ece1 ウサギ ポリクローナル抗体 - P42892

商品番号: CM0025546



前書き

ヒトECE1に対するKOバリデート済ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのECE1と反応します。エンドセリン-1経路研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデート済] ECE1 ウサギ pAb
備考/別名	ECE; E1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1889
GeneID	1889
免疫原	ヒトECE1 (NP_001388.1) のアミノ酸670-770に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42892
タンパク質分子量	87kDa
発送	保冷バッグ